

## HPV DNA - PCR მასალის აღების წესი

### მასალა: ცერვიკალური ნაჯხი

კონტეინერი: სატრანსპორტო მედიუმი - ThinPrep® Pap, ფუნჯი.



### ნაჯხის აღების წესი:

**მასალის აღებამდე ნეიგხადუხი ჩხიხის საშუადებით საშვიდოსნოს ყედის ზედაპიხიდან ფხთხილად მოაციდეთ ზედმეტი დოხწო (ეს ჩხიხი გადააგდეთ).**

1. კონტეინერზე წინასწარ მოახდინეთ მარკირება;
2. მოხსენით სახურავი კონტეინერს;
3. მოათავსეთ მასალის ასალები ფუნჯი ენდოცერვიქსში.
4. საათის ისრის მიმართულებით ფუნჯი დაატრიალეთ 5-ჯერ;
5. მოათავსეთ ფუნჯი კონტეინერში. 10-ჯერ დააჭირეთ და გაშალეთ ფუნჯი კონტეინერის ფსკერზე, ბოლოს ძლიერად დაატრიალეთ რათა ფუნჯი მასალისგან სრულიად განთავისუფლდეს;
6. არ ჩატოვოთ ფუნჯი კონტეინერში;
7. მჭიდროდ დაახურეთ კონტეინერს სახურავი;
8. მასალა გამოაგზავნეთ ლაბორატორიაში კვლევისთვის;
9. მასალა სტაბილურია 2-30 °C.

### ფაქტორები, რომლებიც გავლენას ახდენს HPV DNA კვლევაზე:

- მენსტრუაცია;
- სქესობრივი კონტაქტი ნიმუშის აღებამდე 2-3 საათით ადრე;
- ანტისეპტიკური ხსნარებისა და ლუბრიკანტების გამოყენება;
- ვაგინალური სანთლების გამოყენება ბოლო 48 საათის განმავლობაში;
- ბოლო 3 თვის განმავლობაში ჩატარებული ცერვიკალური პროცედურა ან ოპერაცია;
- ბოლო 21 დღის განმავლობაში ჩატარებული რადიოთერაპია;
- აღნიშნული ფუნჯი არ გამოიყენება ორსულობის 10 კვირიდან.